



BES-8030B

BES-9030B 电动吸引器



用途概况

供医疗机构吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。

产品特点

- 造型设计新颖，采用 ABS 和 PC 材料制造；
- 采用无油自润滑真空泵，无油雾污染；
- 设有溢流保护装置，可有效地防止吸入的液体进入泵体；
- 配备空气过滤器，可过滤细菌，降低对周围环境的污染；
- 采用大脚轮，拉杆式结构，移动方便；
- 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶盖，密封效果好；

结构组成

由单向泵总成、负压调节器、负压指示器、过滤器、收集容器组件、溢流保护器与外壳组成。

技术参数

产品型号	BES-9030B	BES-8030B
极限负压值	0.09MPa	0.08MPa
瞬时抽气速率	30L/min	30L/min
负压调节范围	0.02MPa ~ 极限负压值范围内任意调节	
贮液瓶容量	1000ml + 4000ml	
工作噪声	≤ 65dB(A)	
毛重	13.5kg	
包装尺寸	56cm × 40cm × 64cm	
开关型式	可任意选用手动或脚踏开关	